

感染症患者移送車 購入仕様書

1 公用車輛の使用目的

感染症に罹患した患者を医療機関等へ移送するため、感染対策を講じた移送用車輛を購入するもの。

2 車輛の仕様

(1)品名

普通自動車（白系統色）

(2)数量

1台

(3)主な仕様

- ア 運転席と後部席（以下、患者室という）の間に隔壁による仕切り（別添写真参考）を設置し、感染予防対策が講じられていること。
- イ 運転席と患者室は、換気が別に行われることとし、患者室の空気が運転席に入ることがないようにすること。
- ウ 運転席と患者室は、スピーカーフォン等で会話できるようにしておくこと。
- エ 車椅子型アイソレータ（株式会社日本医科器械製作所製 CIW-1500N）を昇降機で乗降車させ、送迎できること。
- オ 車椅子型アイソレータ（株式会社日本医科器械製作所製 CIW-1500N）を固定して運行できること。

(4)納期

令和8年3月31日

(5)納入場所

大津市保健所 保健予防課

〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階

(6)車種

指定なし

車種の指定は行わないが、問題なく移送が行えるサイズであること。

（本仕様書については、日産 キャラバン スーパーロングボディ チェアキャブをもとに作成しているため、同程度のサイズの車種が望ましい。）

「日産 セレナ スロープタイプ」で試乗を行っており、同程度のサイズでは車椅子型アイソレータの搬入時に幅・高さともにサイズが困難であったことから、それ以上のサイズの車輛を用意すること。

（参考画像を4(2)に掲載するため、参考にすること。）

車内の高さについて、安定的な移送を行うため、1800mm程度以上を満たすこと。

(7)装備品仕様明細

- ア パワーステアリング
- イ エアコン（フロント・リヤ）
- ウ 集中ドアロック
- エ 座席の材質：ビニールレザー以上の生地

- オ 前席リクライニング機構
- カ トリップメーター
- キ 熱線リヤウインドウデフォグガー
- ク AM / FM ラジオ
- ケ 時計
- コ サンバイザー（運転席・助手席）
- サ サイドバイザー（運転席・助手席）
- シ ラジアルタイヤ（一式装着）
- ス フロントフォグランプ
- セ その他一般の車輛と同様の装備

(8)付属品仕様明細

- ア キー（スペア含め2本以上）
- イ 足元マット
- ウ ジャッキ
- エ スタッドレスタイヤ4本
- オ カーナビゲーションシステム
- カ ドライブレコーダー（フロント、リア共に）
- キ バックモニター
- ク ナンバープレートリム（フロント、リア共に）
- ケ フロアカーペット
- コ 特殊車いす固定ベルト（電動車いす対応、後側固定用（サード用）、アンカープレート、ベルト2本セット）
- サ 手動カーテン（患者室用）
- シ 車いすマークステッカー（非反射式、マグネットタイプ）
- ス アタッチングベルト
- セ 停止表示板（認定品）
- ソ 工具（1式）
- タ 発煙筒（1本）
- チ 自動ブレーキ
- ツ エアバッグ
- テ ABS
- ト 架装一式（下記(ア)～(カ)）
 - (ア)患者室内 LED 4 灯取付
 - (イ)患者室内天井部ステンレスグリップ
 - (ウ)スライドドア・バックドア入口部手摺り
 - (エ)患者室すりガラス風フィルム貼り
 - (オ)後部大型ステップ
 - (カ)その他、詳細は打ち合わせ

3 購入に係る使用

以下の項目を実施すること

- (1)検査登録（届出）手続きの代行
- (2)車庫証明手続きの代行
- (3)その他購入に係る手続き一切

4 参考画像

(1) 隔壁の様子



(2) 試乗の様子 (車種：日産 セレナ)





【乗車口の開高】



【乗車内部の様子】

- ・3列目に乗せると、ドアが閉められない。
- ・2列目に乗せようとする、前まで入りきらない。

5 その他

- (1)車椅子型アイソレータの搬入及び安定した運行が可能か確認するための試乗は可能なため、用意する車種が運行可能か確認することは差し支えない。

車椅子型アイソレータ

陰圧タイプ

CIW-1500N

空気感染または飛沫感染の恐れがある患者様の搬送に最適！



空気や飛沫を介して感染する恐れがある場合には、医療従事者や周囲の人々の安全確保が重要です。従来のベッド型アイソレータは大掛かりで高価なために、

一般の医療機関に常備する事は困難でしたが、低価格で気軽に利用できる車椅子型アイソレータを開発しました。

特長

- 従来のベッド型アイソレータに比べ、格段に安価です。
- 車椅子型なので、抵抗感が軽減されます。
- 殺菌酵素付HEPAフィルタを使用しており、病原菌やウィルスを外部に漏らしません。
- 一人の介護者でラクラク搬送出来ます。
- 載せたまま車両*1に積み込めるよう、高さ調節が行えます。
- 内蔵バッテリーで連続4時間の運転が可能です（充電器も内蔵し、家庭用交流電源で充電可能）。

- カプセルは、取外しができ、消毒して繰り返し使えます。

*消毒の方法については「感染症法に基づく消毒・滅菌に関する手引き」をご参照下さい。



車両*1に積み込むときは高さの調節ができます。

*1 車椅子を載せるための特殊用途自動車になります。乗車の際は充分安全に配慮してください。

<オプション>


酸素ボンベ取付セット、輸液取付金具セット、ビニールカプセルタイプ

※カプセルは経時劣化致しますのでご使用の有無にかかわらず2～3年での交換をお勧めします。

車椅子型アイソレータ

陰圧タイプ

CIW-1500N



型 式	CIW-1500N
寸 法	W660×D1,190×H1,480(縮小時1,300~)mm
風 量	0.2m ³ /min以上(換気回数:25回/h以上)
フ ィ ル タ	HEPA フィルタ:集塵効率0.3μm粒子99.99%以上 ※殺菌酵素付
材 質	カプセル:ポリエステル高気密リップストップ フレーム:アルミパイプ クリーンユニット:アルミ他
内 部 圧 力	陰圧-2.5Pa以上
電 源	搬送時:内部電源DC12V(連続4時間) 交流電源・充電時:単相100V 100W
重 量	約45kg
価 格	

※車載スペースがW670×D1,200×H1,310mm以上の車両*1に積み込めます。

NKsystem Bio & Clean 研究設備・機器
株式会社 日本医化器械製作所

<http://www.nihonika.co.jp>

E-mail: info@nihonika.co.jp

本 社 ☎ 06-6765-0223(代) FAX: 06-6765-0236
 東 京 支 店 ☎ 042-365-3245(代) FAX: 042-367-0382
 札 幌 支 店 ☎ 011-786-7203(代) FAX: 011-786-7204
 仙 台 管 業 所 ☎ 022-349-9525(代) FAX: 022-349-9794
 関 東 管 業 所 ☎ 029-855-7401(代) FAX: 029-855-7403
 名 古 屋 管 業 所 ☎ 052-910-3275(代) FAX: 052-911-0300
 福 岡 管 業 所 ☎ 092-235-3490(代) FAX: 092-235-3491
 広 島 出 張 所 ☎ 082-427-6789(代) FAX: 082-427-6790
 高 松 出 張 所 ☎ 087-815-5105(代) FAX: 087-815-5117
 羽 曳 野 工 場 ☎ 072-958-1919(代) FAX: 072-956-1345

● 代理店・特約店

● 制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況・庫内の試料配置条件などにより異なります。● 当カタログ掲載品は、改良により仕様など変更する場合があります。● カタログ上の製品の写真は、現状の製品と異なるケースがあります。● 価格には消費税は含まれていません。● 価格には搬入費などは含まれていません。● 詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。● 製品をご購入の際は、あらかじめ、弊社営業担当者と十分に内容をご確認ください。● 本カタログ掲載装置には多くの特許権及び実用新案権取得製品を含んでおります。類似品にご注意ください。● 無断転載・複写を禁ず。