

発注番号 2367

令和 6年 9月12日

[illegible]

ガスクロマトグラフ質量分析計部品一式の内訳については下記のとおりとする。

【全て物品指定】※同等品不可

	物品名	規格	数量
1	フィラメント	島津製作所：225－ 10340－91	2
2	碍子ブッシュ	島津製作所：225－ 01068	4
3	ガイシ	島津製作所：200－ 44394	10
4	CABLE SET FILAMENT	島津製作所：225－ 10434－96	1
5	HEATER BLOCK ASSY	島津製作所：225－ 17652－91	1
6	BOX EI	島津製作所：225－ 17697－91	1
7	REPELLER ASSY	島津製作所：225－ 17659－91	1
8	EM AF625	島津製作所：225－ 09340－11	1
9	リング 4D P105	島津製作所：036－ 11271	1
10	MSフィルタ	島津製作所：221－ 34121－94	1
11	フィルタASSY	島津製作所：221－ 42559－92	2
12	DEACTIVATED LOOP 1ML	島津製作所：225－ 21889－81	1
13	DEACTIVATED NEEDLE	島津製作所：225－ 11238－43	1
14	ロータ SSAC6WT	島津製作所：040－ 28090－25	1
15	プレート	島津製作所：225－ 21452	1
16	サンプラネジグリス	島津製作所：228－ 40638－91	1

1 7	S V 1 & P R E S S A S S Y	島津製作所：2 2 5－ 3 1 2 9 0－4 1	1
1 8	H e ガス精製フィルタ	島津製作所：F 0 0 2 3 0 6 1 3	1
1 9	標準試料	島津製作所：2 2 5－ 0 9 5 5 8－0 2 S	1
2 0	標準試料	島津製作所：2 2 5－ 0 9 5 4 2－0 1 S	1
2 1	標準試料	島津製作所：2 2 1－ 4 4 8 6 3－0 2 S	1